



catálogo **2017 - 2018**



consumibles



## Pruebas de diagnóstico

IDEXX cuenta con diversas pruebas de diagnóstico altamente desarrolladas que permiten a los médicos veterinarios detectar oportunamente enfermedades y padecimientos comunes de las mascotas, facilitando entregar al cliente y paciente un análisis de alta calidad y precisión.

30 años de innovación en el diagnóstico de la salud de las mascotas respaldan los desarrollos y tecnologías de la marca.

USO EXCLUSIVO CON SNAPshot Dx®



### SNAP® Ácidos Biliares

- Valoración de funcionalidad hepática cuando las enzimas hepáticas están elevadas. Diagnóstico en profundidad en casos de sospechar shocks portosistémicos (PSS). Un tratamiento más rápido que la lipodosis hepática.
- Muestra requerida: Suero, plasma o sangre completa.
- Conservar: 2°C -8°C.
- Paquete con 6 pruebas.

AYSN9917099



### SNAP® T<sub>4</sub>

- Análisis de funcionalidad de tiroides. Chequeo de la existencia de hipotiroidismo. Diagnóstico de Hipertiroidismo. Monitorización de pacientes en las medicaciones a largo plazo. Parte de evaluaciones de salud general, geriátricas y preanestésicas.
- Muestra requerida: Suero o plasma.
- Conservar: 2°C -8°C.
- Paquete con 6 pruebas.

AYCO9913690



### SNAP® Cortisol

- Diagnóstico del síndrome de Cushing.
- Diagnóstico de la enfermedad de Addison.
- Monitorización de pacientes con síndrome de Cushing durante el tratamiento.
- Muestra requerida: Suero.
- Conservar: 2°C -8°C.
- Paquete con 6 pruebas.

AYSN9917098



### SNAP® 4Dx® Plus

AYIC9926191

- En el diagnóstico in vitro para la detección de dirofilaria immitis antígeno, anticuerpo para anaplasma phagocytophilum, anticuerpo para anaplasma platys, de anticuerpos a borrelia burgdoferi, anticuerpo para ehrlichia canis y anticuerpos a ehrlichia ewingii en suero canino, plasma o sangre entera. Conservar: 2°C - 8°C. Paquete con 5 piezas.



### SNAP® Parvo

AYSN9909214

- Detección del antígeno de parvovirus canino (CPV) en heces de caninos. Detecte durante la diseminación de virus, antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas. La prueba SNAP® Parvo no tiene una reacción cruzada con vacunas vivas modificadas y el hisopo es fácil de usar, reduciendo considerablemente el riesgo de contaminación. Conservar: 2°C - 8°C. Paquete con 5 piezas.



### SNAP® Giardia

AYSN9910096

- La infección por giardia es descartada frecuentemente sólo con una prueba de flotación fecal. Sin embargo, los expertos recomiendan una combinación de flotación fecal con la centrifugación, examen directo y un ELISA Giardia para los pacientes sintomáticos. Capture más Giardia-positivo con la prueba Snap® Giardia. Prueba para felinos y caninos. Conservar: 2°C - 8°C. Paquete con 5 piezas.



### SNAP® Triple Felino

AYI9908410

- Determina el antígeno de la filaria felina, antígeno del virus de la leucemia felina y anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia felina. Eleve el nivel de cuidado en los gatos en su práctica con esta prueba de tres en uno. La mejor relación costo beneficio. Muestra requerida: Suero, plasma o sangre completa. Conservar: 2°C - 8°C. Paquete con 5 piezas.



### SNAP® Pancreatitis (fPL™) (cPL™)

- Pruebas únicas que pueden realizarse en la clínica para medir los niveles de lipasa específica del páncreas. Utilice en sus pacientes hospitalizados la prueba de diagnóstico de la pancreatitis más precisa y obtenga unas indicaciones más claras y una mayor confianza en su protocolo diagnóstico. Test SNAP® cPL™ (canina), SNAP® fPL™ (felina).

cPL™ - 5 piezas      AYSN9912024  
fPL™ - 10 piezas      AYCO9914760



### SNAP® Leishmania

AYSN9906810

- Detecta anticuerpo de leishmania infantum. El parásito es transmitido por mosquitos y puede causar graves problemas al perro. La clave es una detección temprana. Si no se diagnostica y trata a tiempo, puede ser fatal. Paquete con 10 piezas.



### SNAP® Feline proBNP

AYSN99001173

- La única prueba cardíaca para animales domésticos que mide la dilatación y el estrés del corazón por medio del biomarcador cardíaco más estable. Paquete con 5 piezas.



### SNAP® Lepto

AYSN99293011

- La leptospirosis canina es una enfermedad potencialmente mortal, por lo que el tratamiento oportuno es esencial. Con un diagnóstico más completo será posible proteger a los pacientes y los dueños de las mascotas de esta grave enfermedad. Paquete con 10 piezas.



### SNAP® Filaria RT (Heartworm)

AYSN9909439

- Permite diagnosticar la Filariosis (antígeno de Dirofilaria immitis, gusano de corazón) en menos de 10 minutos y establecer el tratamiento inmediatamente. Necesita 0.1mL de muestra, lo cual reduce la probabilidad de errores.

### Otras pruebas

#### EQUINOS:

- SNAP IGG CABALLOS

AYCO9909330

#### BOVINOS:

- SNAP BVDV LARGE EAR NOTCH
- SNAP BVDV SERUM SMALL EN

AYSN982688200

AYSN982689301



## IDEXX ProCyte Dx®

■ REAGENT KIT	AYIC992630600
■ STAIN PACK	AYIC987100100



### Quality Control:

■ PROCYTEDX KIT QUALITY CONTROL L2	AYIC992630500
------------------------------------	---------------



### Otros consumibles:

■ IDEXX HYDRO CLEAN	AYIC982714200
■ VETCOLLECT 1.0 ML BLOOD (50 pzs.)	AY980945901



## IDEXX UA™

■ UA STRIP 100 COUNT	AYC0980880400
----------------------	---------------

Están diseñadas y certificadas para uso exclusivo veterinario, lo que le garantiza la validez de los resultados caninos, felinos o equinos. Las tiras pueden asimismo interpretarse de forma manual o con el analizador IDEXX VetLab UA.

Parámetros:  
pH, LEU, PRO, GLU, KET, UBG, BIL, BLD/HGB



### Quality Control:

■ UA CALIBRATION STRIP 50 PIEZAS.	AYEL981018900
-----------------------------------	---------------





### IDEXX VetAutoread™

- |  |               |
|--|---------------|
| ■ TUBES  | AYC0982118100 |
| Consumible para uso veterinario en pruebas hematológicas con VetAutoread™. |               |
| 100 tubos por caja. Larga duración.  |               |
| Se conserva a temperatura ambiente.  |               |



- |  |              |
|--|--------------|
| ■ BOVINE HEMAT SAMPLE PREP KIT REAGENT | AY9909564    |
| ■ MICROTUBO EDTA 1.3ML C/100 MORADO    | FVN411395105 |



### IDEXX LaserCyte® Dx

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ■ REAGENT KIT CBC5R 50/50 | AYC0983001102 |
|---------------------------|---------------|




### IDEXX VetLyte®

- |  |               |
|--|---------------|
| ■ CHLORIDE ELECTRODE                   | AYC0982063200 |
| ■ CLEANING SOLUTION (100ML)            | AYC0982062900 |
| ■ ELECTRODE CONDITIONING SOL A (100ML) | AYC0982062800 |
| ■ POTASSIUM ELECTRODE                  | AYC0982063400 |
| ■ REFERENCE ELECTRODE                  | AYC0982063100 |
| ■ SODIUM ELECTRODE                     | AYC0982063300 |
| ■ VETLYTE SOLUTION PACK (SOL PACK)     | AYC0981406200 |

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Quality Control:</b> |               |
| ■ VETROL CONTROL 4-SET  | AYC0981137900 |






## IDEXX VetStat®

- |  |               |
|--|---------------|
| ■ ELECTROL 8 PLUS CASSETTE<br><i>Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, pH, PCO<sub>2</sub>, tCO<sub>2</sub>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup></i>  | AYCO981920000 |
| ■ ELECTROLYTE CASSETTE<br><i>Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup></i>   | AYCO981379600 |
| ■ GLUCOSE CASSETTE<br><i>GLU</i>   | AYCO981920300 |
| ■ IONIZED CALCIUM CASSETTE<br><i>Ca<sup>++</sup></i>   | AYCO981920200 |
| ■ RESPIRA/BLOOD GAS CASSETTE<br><i>Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub>, tHb, SO<sub>2</sub>, tCO<sub>2</sub>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup></i> | AYCO981920100 |

Presentación 5 cassettes por caja  
ELECTROLYTE 12 cassettes por caja

### Quality Control:

- |  |               |
|--|---------------|
| ■ OPTI-CHECK REAGENT<br>Su objetivo es asegurar mediciones fiables dentro de los rangos clínicamente significativos para los parámetros medidos. | AYCO981396600 |
| ■ VETSTAT CALIBRATION GAS  | AYEL98138900  |



## IDEXX Coag Dx™

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ■ CITRATED APTT KIT REAGENT | AYEL9913885 |
| ■ CITRATED PT KIT REAGENT   | AYEL9913884 |



- |   |               |
|---|---------------|
| ■ 1.8 ML CITRATE TUBE REAGENT (50 piezas) | AYEL071450700 |
|---|---------------|



### IDEXX Catalyst Dx® Chemistry Analyzer Test

Con el analizador bioquímico Catalyst Dx® se pueden crear perfiles personalizados, o bien, usar los prácticos CLIPs precargados para realizar análisis detallados de manera económica.



## IDEXX Catalyst Dx®

### Paneles integrales:

■ CHEM10 (Preanestésico) <i>ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA, CREA, GLOB, GLU, TP.</i>	AYC0981100501
■ CHEM 15 (Felinos) <i>ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA, Ca, CHOL, CREA, GGT, GLOB, GLU, PHOS, TBIL, TP.</i>	AYC0981100401
■ CHEM 17 B (Caninos) <i>ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, AMYL, Ca, BUN, BUN/CREA, CHOL, CREA, GGT, GLOB, GLU, LIPA, PHOS, TBIL, TP.</i>	AYC0981100302
■ LYTE 4 (Electrolitos) <i>Cl, K, Na, Na/K</i>	AYC0981100902
■ NSAID 6 (Terapia AINEs) <i>ALKP, ALT, AST, BUN, BUN/CREA, CREA</i>	AYC0981100701
■ URINE P:C RATIO (Enfermedades renales) <i>UCRE, UPRO, UPC</i>	AYC0981100801K

### Pruebas individuales:

■ ALB (Albumin)	AYC0981106501
■ ALKP (Alkaline Phosphatase)	AYC0981106601
■ ALT (Alanine Aminotransferase)	AYC0981106701
■ AMYL (Amylase)	AYCAT981106801
■ AST (Aspartate Aminotransferase)	AYC0981106901
■ BUN (Urea)	AYC0981107001
■ CA (Calcium)	AYC0981107101
■ CHOL (Cholesterol)	AYCAT981107201
■ CK (Creatinine Kinase)	AYC0981107301
■ CREA (Creatinine)	AYC0981107401
■ FRU (Fructosamine)	AYCAT990000131
■ GGT (Glutanyl Transferase)	AYCAT981107501
■ GLU (Glucose)	AYC0981107601
■ LAC (Lactate)	AYC0981107701
■ LDH (Lactate Dehydrogenase)	AYCAT981107801
■ LIPA (Lipase)	AYCAT981107901
■ MG (Magnesium)	AYC0981108001
■ NH3 (Ammonia)	AYC0981108101
■ PHOS (Inorganic Phosphate)	AYC0981108301
■ TBIL (Total Bilirubin)	AYCAT981108401
■ T <sub>4</sub> Total	AYCAT9900010000
■ TP (Total Protein)	AYCAT981108501
■ TRIG (Triglycerides)	AYC0981108601
■ URIC (Uric Acid)	AYCAT981108701



## IDEXX Catalyst Dx®

### Quality Control:

■ CATALYST QUALITY CONTROL (6)	AYC0981370000
--------------------------------	---------------



### Otros consumibles:


■ LIHEP WHOLE BLOOD (40)	AYC0981432300
■ SAMPLE CUP (450)	AYC0981212800
■ TM PIPETTE TIP	AYC0981212501
■ WHOLE BLOOD	AYC0981212900
■ OPTICAL TISSUE	AYC0032019200
■ PHENOBARBITAL SLIDES & WASH	AYC09927797
■ WHOLE BLOOD SAMPLE PIPETTE TIPS (50)	AYC0981732100
■ ALMOHADILLA CON ALCOHOL (200 pzs.)	CF3573
■ UPC DILUENT REAGENT	AYC0991457400

## URINE PROTEIN: CREATININE RATIO

Cuantifica la proteinuria para el diagnóstico y la detección de la enfermedad renal temprana, así mismo, monitorea y evalúa el tratamiento de las enfermedades renales.

■ UPC RATIO VT (6 LAMINILLAS)	AYC09808591US
■ UPC V T SAMPLE PREPARATION KIT	AYSN981385600





Máxima flexibilidad: pueden realizarse sólo las pruebas que se necesiten o diseñar sus propios paneles. Presentación 12 laminillas por caja.

Parámetros:

ALB, ALKP, ALT, AMYL, AST, BUN, Ca, CHOL, CK, CREA, GGT, GLU, LAC, LDH, LIPA, Mg, NH<sub>3</sub>, PHOS, TBIL, TP, TRIG, URIC.

## IDEXX VetTest®

### Paneles integrales:

- |   |               |
|---|---------------|
| ■ DHP (Diagnostic Health Profile )  | AYC09810835US |
| <i>ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca<sup>2+</sup>, CREA, GGT, GLOB, GLU, LIPA, TBIL, TP.</i>        |               |
| ■ EHP (Equine Health Profile)   | AYSN9824021US |
| <i>ALB, ALKP, AST, BUN, Ca<sup>2+</sup>, CK, CREA, GGT, GLOB, GLU, LDH, TBIL, TP, BUN/UREA.</i> |               |

### Pruebas individuales:


- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ■ ALB (Albumin)                     | AYC09824000US |
| ■ ALKP (Alkaline Phosphatase)       | AYC09824001US |
| ■ ALT (Amylase)                     | AYC09824010US |
| ■ AMYL (Aspartate Aminotransferase) | AYC09824002US |
| ■ AST (SGOT)                        | AYC09824016US |
| ■ BUN UREA VT (Urea)                | AYC09824003US |
| ■ Ca <sup>2+</sup> (Calcium)        | AYC09824004US |
| ■ CHOL (Cholesterol)                | AYC09824005US |
| ■ CK (Creatine Kinase)              | AYC09824006US |
| ■ CREA (Creatine)                   | AYC09824007US |
| ■ GGT (Gamma-Glutamyltransferase)   | AYC09824008US |
| ■ GLU (Glucose)                     | AYC09824009US |
| ■ LAC (Lactate)                     | AYC0981125400 |
| ■ LDH (Lactate Dehydrogenase)       | AYC09824011US |
| ■ LIPA (Lipase)                     | AYC09824012US |
| ■ MG <sup>2+</sup> (Magnesium)      | AYC09824013US |
| ■ NH <sub>3</sub> (Ammonia)         | AYC09824014US |
| ■ PHOS (Inorganic Phosphate)        | AYC09824015US |
| ■ TBIL (Total Bilirubin)            | AYC09824017US |
| ■ TP (Total Protein)                | AYC09824018US |
| ■ TRIG (Triglycerides)              | AYC09824019US |
| ■ URIC (Uric Acid)                  | AYC09824020US |

### Quality Control:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ■ IDEXX VETTEST QUALITY CONTROL PANEL | AYC0981395200 |
|---------------------------------------|---------------|

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ■ IDEXX UPRO CONTROL REAGENT | AYC0981293700 |
|------------------------------|---------------|





## IDEXX VetTest®

■ VETROL CONTROL 4-SET	AYC0981137900
------------------------	---------------



### Otros consumibles:

■ AVIAN HEALT PANEL REAGENT	AYIC9812880US
■ MICROTUB HEPA./LIT1.3ML C/100 GREEN	FVN411393105
■ PIPETTE 1ML 500 BOX (TRANSFER PIPETS GO	AYC0981312800
■ PIPETTE VETTEST TIP 500 BOX PUNTA	AYC0981204400
■ SAMPLE CUPS (250)	AYC0981312700
■ THERMAL PAPER (5 ROLLS)	AYC0982038500

## URINE PROTEIN: CREATININE RATIO

Cuantifica la proteinuria para el diagnóstico y la detección de la enfermedad renal temprana, así mismo, monitorea y evalúa el tratamiento de las enfermedades renales.



■ UPC RATIO VT (6 LAMINILLAS)	AYC09808591US
■ UPC V T SAMPLE PREPARATION KIT	AYSN981385600

## Otros materiales de Laboratorio

■ KIMWIPES BOX	AYC0981313100
----------------	---------------

Económicos, pero ampliamente útiles para usos delicados, son suaves, no abrasivos y considerados como seguros para su utilización en la mayoría de superficies frágiles. Elaborados de fibra de madera virgen 100%. Altamente absorbentes y limpian fácilmente tanto el líquido como el polvo.





## SOPORTE TÉCNICO



- Atención y capacitación vía remota
- Soporte técnico y asesoramiento en campo
- Instalación de equipos
- Mantenimientos correctivos y preventivos
- Venta de garantías

### **Oficina Monterrey**

(81) 8373.6810

Cel. 81 2200 2084

81 1473 7554

### **Oficina CDMX**

(55) 5247.1133

Cel. 55 4358 8690

81 2201 7485

***stecnico@maico.cc***




Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,  
por cualquier medio, sin autorización escrita por el editor.

DERECHOS RESERVADOS 2016

DISTRIBUIDORA MAICO DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Ave. Tepatlán No. 4711, Col. Los Altos, Monterrey, N.L. C.P. 64370



Contáctenos, en Maico entendemos,  
solucionamos y superamos sus expectativas.

[informes@maico.cc](mailto:informes@maico.cc)

01800.112.6242

 MAICO Tecnología en Salud

[www.maico.cc](http://www.maico.cc)

---

---